




MediWin CB



Updates im MediWin CB durchführen


Updates im MediWin CB durchführen

Sobald aktualisierte Daten zur Installation bereit sind, wird Ihnen im CB-Hauptfenster in der unteren Leiste folgende Meldung angezeigt:




Klicken Sie auf diesen Button, auf den Sie alternativ auch über **Setup > Utils > Update** gelangen.

Klicken Sie auf **Updates suchen**, anschliessend an gleicher Stelle auf den Text **x Updates verfügbar**:



Setzen Sie bei den gewünschten Updates ein Haken. Klicken Sie danach auf **Installieren**:



Sie können den Fortschritt der Installation verfolgen.

Je nach Update müssen Sie weitere Entscheidungen auswählen, zum Beispiel beim Update vom Compactus.

Schliessen Sie nach erfolgter Installation mit Verlassen ab:

